

ISOGNB321

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



## GANT NITRILE BLEU NON POUVRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Texture non glissante

Bout des doigts texturés

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Qualité médicale



Tailles disponibles



Reference Promosac	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGNB321-S	240	85	3,2			
ISOGNB321-M	240	95	3,5			
ISOGNB321-L	240	105	3,8	0,07± 0,02	0,06± 0,02	0,05± 0,02
ISOGNB321-XL	240	115	4,1			
ISOGNB321-XXL	240	125	4,4			

## Normalisation

CE 0321

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 420 : 2003 + A1 : 2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN 374-1/Type B

EN 374-5:2016



KTP



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

## Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Taille S, M, L, XL	Boite de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70000
Taille XXL	Boite 90	Carton de 900 - 10 x 90	
Dimensions en mm	210 x 110 x 65 mm	340 x 230 x 220 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Code barre Inner	3221170000837	3221170000844	3221170000851	3221170000868	3221170018658
Code barre Outer	3221170002619	3221170002626	3221170002633	3221170002640	3221170018665

## Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Existe en plusieurs couleurs : bleu, noir et blanc
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

## Secteurs d'utilisation



## Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	3 ans ( date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	MALAISIE
Code douanier	4015110000

