



Lingettes désinfectantes de surfaces

Actif & Fibres 100% d'origine végétale



LES + PRODUIT :

Les lingettes Milton désinfectent rapidement tous les objets et surfaces SANS RINCAGE :



- Idéales pour les jouets, sucettes, chaises hautes, tapis de change, baignoire, pot de bébé, plans de travail, poignées de porte, réfrigérateurs, téléphones, rampes, lits, voiture, poignées de portes, interrupteurs, , accessoires, etc.



- Elimine bactéries, champignons et virus



- Alcool 100% d'origine végétale issu de betterave

- Fibres 100% d'origine végétale, biodégradables et sans plastique



- Sans javel, sans conservateur

MODE D'EMPLOI :

- Soulever l'étiquette et prendre une lingette.
- Essuyer la surface ou l'objet à désinfecter pendant au moins 30 secondes.
- Laisser sécher. Pas besoin de rincer même pour les surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires. Bien laisser sécher les tétines et sucettes avant de les redonner à l'enfant.
- Refermer après usage pour éviter le dessèchement des lingettes.

COMPOSITION : 2 ingrédients

- Actif : Ethanol (CAS 64-17-5) : 660.10 g/kg
- Eau
- Fibres : SPUNLACE 100% viscose, imprégné. 100% biodégradable. 160 x 190mm. 40g/m².

CARACTÉRISTIQUES

PHYSICOCHIMIQUES :

- Couleur : lingettes blanches
- Odeur : alcool

ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE :

- **Bactéricide** : en 30 sec EN 13727+A2 et en 5 min EN 16615.
- **Mycobactéricide** : en 30 sec EN14348.
- **Fongicide** : en 60 sec EN 13624 sur *C. albicans* (agent responsable du muguet) et *A. brasiliensis*
- **Virucide** : en 30 sec EN 14476+A2 (*H1N1*, *Rotavirus*, *Human Coronavirus 229E*), en 60 sec EN14476+A2 (*Norovirus*, *Adénovirus*, *MVA*).

Les rapports de tests sont à disposition des utilisateurs professionnels sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :



Danger



Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu/récipient dans un conteneur à déchets. NE PAS UTILISER SUR LA PEAU DE BEBE ET POUR LE CHANGE DE BEBE. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Tester au préalable sur une petite surface non visible.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

La fiche de données de sécurité est à la disposition des utilisateurs professionnels sur milton-tm.com

INFORMATIONS PRATIQUES :

Présentation	Code	Conditionnement
Sachet de 30 lingettes	72383	7 unités par carton

Produit biocide TP02 et TP04.

➔ Durée d'utilisation : Le produit se conserve 24 mois à compter de la date de fabrication.

Fabriquées en Italie

